



Elba Castello

De **Elba Castello** geeft u een heel andere blik op een levensbestendig bed. De **Elba Castello** is een functioneel hoog-laag (zorg)bed met een boxspring look, uitgevoerd met een luxueuze achterwand.

Dit design hoog-laag bed is in vier verschillende stofsoorten met in totaal 15 kleuren uit voorraad leverbaar.

*Elektrisch verstelbare
rugleuning tot 70° en
bovenbeenverstelling tot 30°*



*Voringestelde comfortabele
tv-positie*



Afzonderlijk bedienbare frames





Elba Castello

De **Elba Castello** kan worden uitgevoerd als een eenpersoons hoog-laag bed, maar ook als een tweepersoons uitvoering.

De tweepersoons **Elba Castello** bestaat uit 2x een hoog-laag frame welke afzonderlijk van elkaar bediend worden. Door de makkelijk te bereiken en te bedienen centrale rem, zijn de bedden eenvoudig naast elkaar op te stellen. Ook kan het bed eenvoudig naar twee losse eenpersoonsbedden worden omgebouwd.

Optioneel kunnen er zijhekken, een bedpapegaai met triangelgreep en/of onderbedverlichting worden toegevoegd om het bed nog completer te maken.

Mito

Green
55

Liver
10

Onyx
169

Glory

Beige
05

Graphite
66

Liver
10

Mocca
13

Relax

Antraciet
67

Taupe
12

Dolphin
180

Ivory
101

Board

Antraciet
67

Liver
10

Clay
84

Grey
65



tecfor care
nederland

Elba Castello

Standaard

- 4 -delig stalen ligvlak lengte 200 cm met matrasbeugels
- Metalen delen poedercoat gelakt in RAL 7024 (antraciet)
- Elektrisch verstelbare rugleuning tot 70° en bovenbeenverstelling tot 30°
- Rugverstelling voorzien van virtueel draaipunt
- Onderbeenondersteuning mechanisch instelbaar in 5 standen
- Elektrische hoogteverstelling 240-820 mm, slag 580 mm
- 4 x 100 mm wielen met centrale rem
- 24 volt voeding voor meer veiligheid
- Handbediening met single fault beveiliging en lock functie
- Nooddaalfunctie via 9 volt batterij in geval van een stroomstoring
- Geschikt voor matrassen tot 21 cm
- Vooringestelde comfortabele TV-positie
- Anti-trendelenburg functie
- Basic UD-DI: 426067976TVC-BE-BiB-ULBTA
- Voldoet aan de IEC 60601-2-52
- Beschermingsklasse IPX 4
- Draaggewicht van de patiënt tot 200 kg
- Veilige werkbelasting tot 235 KG
- Onderrijdbare hoogte (t.b.v. tillift) tot 14 cm

Optioneel

- Bedverlenging 20 cm
- Bedpapegaai met triangelgreep
- Leeslamp met schakelaar
- Onderbedverlichting (in- en uitstapverlichting)
- Gedeelde zijhekken (driedelig staal)
- Sta-op hulp



rugdeel
0-70°



voetdeel
0-30°



hoogteverstelling
240-820 mm



anti-trendelenburg
standaard



tweepersoons

tecfor care Nederland
Majoraan 9 A
6942 SB Didam

+31 85 902 555 3

verkoop@tecfor-care.com

www.tecfor-care.nl